

## Foco Clínico Portatil Mikatos

ref.009/CLIN



O Foco Clínico Portatil Mikatos é o equipamento que auxilia a equipe médica durante os procedimentos clínicos e ambulatoriais, usado para iluminar o campo sob visualização através da luz de alta qualidade emitida pela iluminação. Foi projetado de tal forma a manter a funcionalidade e praticidade através de rodízios o que facilitam sua locomoção de um local para o outro e Tubo articulado (Flexível) que propicia o direcionamento do foco de luz.

Imagem ilustrativa

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Branco
Marca:	Mikatos
Acabamento:	Base - Aço Carbono com Pintura Eletrostática a pó EPOXI Tubo Telescópico - Alumínio Anodizado Corpo - Alumínio com Pintura Eletrostática a pó EPOXI Tubo Articulado (Flexível) - Metal Cromado
Lâmpada:	LED Dicroica
Temperatura de cor:	6.500 K (Kelvin) Branco Frio
Fluxo Luminoso:	350 Lúmens
LUX:	12.000 a 300mm 20.000 a 200mm
Tensão Elétrica:	100V a 240V (Bivolt) Corrente Alternada
Potência:	4,8W (Watts)
Corrente:	0.050A - Corrente 127V 0.035A - Corrente 220V
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Plug da Tomada:	Padrão NBR 14136 (2P+T)
Grau de Proteção:	IP20
Altura de regulagem:	1,0 m a 1,52 m (metro)
Dimensões da embalagem:	17cm x 21cm x 69cm
Dimensões da Base Articulada:	46cm x 46cm
Peso:	2,85 kg
Peso com embalagem:	3,54 kg
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 ano contra defeitos de fabricação

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Foco Clínico Portatil Mikatos®;
1. Manual de instruções com validade do produto e Certificado de garantia;