

## Otoscópio Missouri (Engate Rápido)

ref.001LED/ER



Imagem ilustrativa

Otoscópio Missouri com Engate rápido possui iluminação e tecnologia LED. Produto em metal, leve e compacto com dial de luz (regulador de luminosidade) e ampliação de visualização de 2,5x e Espéculos Reutilizáveis.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Otoscópio Missouri com Engate Rápido;
  1. Espéculo reutilizável N°01 - Ø 2,5 mm (diâmetro);
  1. Espéculo reutilizável N°02 - Ø 3,5 mm (diâmetro);
  2. Espéculo reutilizável N°03 - Ø 4,0 mm (diâmetro);
  1. Lâmpada LED Sobressalente;
  1. Manual de instruções e Certificado de garantia;
- Acondicionado em bolsa.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Acabamento:                          | Metal Cromado Acetinado  |
| Marca:                               | Missouri   |
| Sistema para otoscopia pneumática:   | Sim  |
| Lâmpada:                             | LED  |
| Temperatura de cor:                  | Branco Frio 5.000 K (Kelvin)<br>Branco Quente 3.000 K (Kelvin) |
| Fluxo Luminoso:                      | 15.000 mCd (miliCandelas)                                      |
| LUX:                                 | 1.700 com Espéculo N° 01<br>3.500 com Espéculo N° 02           |
| Tensão Elétrica:                     | 2,5V (Volts)   |
| Corrente Elétrica:                   | 20 mA (miliAmpéres)  |
| Vida útil (mínima):                  | 20.000 hrs   |
| Funcionamento:                       | 2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C)<br>*Não acompanha o produto     |
| Material dos Espéculos:              | Espéculos Reutilizáveis - PA6 (Nylon 6)                        |
| Lente:                               | 2,5x   |
| Dimensões do Produto:                | 198mm x Ø30mm  |
| Dimensões da embalagem:              | 225mm x 130mm x 50mm   |
| Peso:                                | 206g (sem pilhas)  |
| Peso com embalagem:                  | 308g   |
| Registro Ministério da Saúde/ANVISA: | 80218930006  |
| Validade:                            | Indeterminada  |
| Garantia:                            | 01 Ano contra defeitos de fabricação                           |
| Certificado:                         | INMETRO  |